

MEDIDORES DE PH/ORP (BANCADA) - MODELO 300 – ANALYSER



O medidor de pH Analyser modelo 300 Digital é um medidor preciso porém muito robusto desenvolvido para trabalhar em todos os tipos de laboratórios.

Item	Característica
pH	
Faixa de Medida	0,00 a 14,00
Resolução	0,01
Slope	80 a 105%
Calibração	2 pontos
Mulivolts	
Faixa de Medida	-/+ 1.999
Resolução	1 mv
Temperatura	
Faixa de Medição	0 a 100° C
Compensação	manual
Resolução	5° C
Display	LED 3,5 dígitos
Entradas	BNC
Alimentação	(110/220)volts
Freqüência	50/60 Hz
Tipo	Bancada
Consumo	10 watts
Dimensões(mm)	C x L x A 210 x 200 x 80
Peso	0,8 Kg
Acessórios que acompanham	braço articulado suporte para eletrodos eletrodo combinado de pH Solução Tampão pH 7,00 Solução Tampão pH 4,00 manual de instruções



Rua Major Ângelo Zanchi, 692 – Penha – São Paulo – SP – Brasil – CEP 03633-000
Fone / Fax: (0XX11) 2646-5666
E-mail: vendas@analyser.com.br – Site: www.analyser.com.br