

# COLORÍMETROS MODELO 500F – ANALYSER



Medidor colorimétrico portátil microprocessado Analyser para análise de fluoretos.

Item	Característica
Princípio de Medição	Colorimétrico pelo Método SPADNS
Faixa de Medição	0,1 A 2,00 mg/l
Resolução de Leitura	0,01 ml/l
Display	2 Linhas x 16 Caracteres
Fonte de Luz	Led
Sistema de Calibração	Ajustável
Alimentação	Bateria Recarregável de Níquel / Cádmió
Tipo de Teclado	Policarbonato
Gabinete	Poliestireno Texturizado
Dimensões	180 x 110 x 40mm
Acessórios que Acompanham:	01 - Maleta para Transporte; 03 - Cubetas com Tampas; 01 - Jogo de Pilhas Recarregáveis; 01 - Carregador de Baterias; 01 - Frasco de 50 ml de Padrão 1ppm; 01 - Frasco 50ml SPADNS; 01 - Seringa de 1ml; 01 - Manual de Instruções.



Rua Major Ângelo Zanchi, 692 – Penha – São Paulo – SP – Brasil – CEP 03633-000

Fone / Fax: (0XX11) 2646-5666

E-mail: vendas@analyser.com.br – Site: www.analyser.com.br