

# CONDUTIVÍMETROS (BANCADA) - MODELO MP515A - ANALYSER

Medidor de Cond/Sal/TDS/Temp. de Bancada, marca Analyser, modelo MP515A.



Item	Característica
<b>Condutividade</b>	
Faixa de Medição	0,00 a 20,00 $\mu$ S/cm 20,0 a 200,0 $\mu$ S/cm 200 a 2000 $\mu$ S/cm 2,00 a 20,00 mS/cm 20,0 a 200,0 mS/cm 200 a 2000mS/cm (K=10)
TDS	(0 a 100) g/L
Salinidade	(0 a 100) ppt
Resistividade	(0 a 100) M $\Omega$ ·cm
Resolução	0.01/0.1/1 $\mu$ S/cm e 0.01/0.1 mS/cm
Precisão	$\pm$ 0,5% FS
Constante da Célula	0.1 / 1 / 10 cm <sup>-1</sup>
<b>Temperatura</b>	
Compensação de Temperatura	(0 a 50)°C (automática)
Faixa Temperatura	-10 a 110°C
<b>Display</b>	
LCD com retroiluminação	
<b>Peso e Dimensão</b>	
Equipamento (160×190×70)mm/0,88kg	
<b>Comunicação</b>	
RS232	
<b>Data Logging</b>	
600 pontos por vez	
<b>Alimentação</b>	
Conversor 9V	



Rua Major Ângelo Zanchi, 692 – Penha – São Paulo – SP – Brasil – CEP 03633-000

Fone / Fax: (0XX11) 2646-5666

E-mail: vendas@analyser.com.br – Site: www.analyser.com.br