

## ELETRODOS DE ORP – Modelo 6A05 – Analyser



Eletrodo combinado ORP Analyser, anel de platina, utilizado em laboratórios. O eletrodo de platina é recomendado para a maioria das reações redox, possui corpo de vidro, cabo de 1 metro e conector BNC.

Obs.: Cabos e conectores poderão ser fornecidos com medidas e modelos diferentes mediante consulta.

### Especificações Técnicas

Metal	Platina
Temp	0 a 90°C
Tipo de Junção	Cerâmica
Corpo	Vidro
Sistema de referência	Ag/AgCl
Dimensões	120mm x 12mm



Rua Major Ângelo Zanchi, 692 – Penha – São Paulo – SP – Brasil – CEP 03633-000

Fone / Fax: (0XX11) 2646-5666

E-mail: [vendas@analyser.com.br](mailto:vendas@analyser.com.br) – Site: [www.analyser.com.br](http://www.analyser.com.br)