

ELETRODOS DE PH – Modelo 2A13 – Analyser



Eletrodo combinado universal Analyser, usado em laboratórios ou indústrias onde prevaleçam condições normais, possui corpo de vidro, cabo de 1 metro e conector BNC.

Obs.: Cabos e conectores poderão ser fornecidos com medidas e modelos diferentes mediante consulta.

Especificações Técnicas

pH	0 a 14
Temp	0 a 90°C
Isopotencial	$7 \pm 0,5$
Tipo de Junção	Cerâmica
Corpo	Vidro
Resistência	200 MOhms
Sistema de referência	Ag/AgCl
Dimensões	105mm x 12mm



Rua Major Ângelo Zanchi, 692 – Penha – São Paulo – SP – Brasil – CEP 03633-000

Fone / Fax: (0XX11) 2646-5666

E-mail: vendas@analyser.com.br – Site: www.analyser.com.br