

ELETRODOS DE PH – Modelo 3A41 – Analyser



Eletrodo de referência calomelano Analyser, utilizado em soluções aquosas de condutividade elétrica superior a 10uS, possui corpo de vidro, cabo de 1 metro e conector BNC.

Obs.: Cabos e conectores poderão ser fornecidos com medidas e modelos diferentes mediante consulta.

Especificações Técnicas

Temp	0 a 90°C
Tipo de Junção	Cerâmica
Corpo	Vidro
Sistema de referência	Hg/Hg ₂ Cl ₂
Dimensões	100mm x 12mm



Rua Major Ângelo Zanchi, 692 – Penha – São Paulo – SP – Brasil – CEP 03633-000

Fone / Fax: (0XX11) 2646-5666

E-mail: vendas@analyser.com.br – Site: www.analyser.com.br