

CÉLULA DE OXIGÊNIO – MODELO 086030MD – THERMO SCIENTIFIC



A Célula de Oxigênio Dissolvido 086030MD da Thermo Scientific utiliza o princípio de medição Polarográfico.

A célula é voltada para aplicações laboratoriais em especial análises de DBO porque possui agitação embutida com a tecnologia AUTO-STIR™ e encaixe em frascos padrões de DBO.

Item	Característica
Medição	Polarográfica
Faixa de medida	0 a 90 ppm O ₂
Precisão	± 0,05 ppm O ₂
Faixa de Temperatura	0 a 50 °C
Comprimento do Cabo	2 m
Aplicação	Laboratório e Campo



Rua Major Ângelo Zanchi, 692 – Penha – São Paulo – SP – Brasil – CEP 03633-000

Fone / Fax: (0XX11) 2646-5666

E-mail: vendas@analyser.com.br – Site: www.analyser.com.br