

ELETRODO DE ORP – MODELO 6A09 - ANALYSER



Eletrodo combinado ORP Analyser, anel de prata, usado em laboratórios. O eletrodo de prata é recomendado para a maioria das reações redox, possui corpo em vidro, cabo de 1 metro e conector BNC.

Obs.: Cabos e conectores poderão ser fornecidos em medidas e modelos diferentes mediante consulta.

| Item | Característica |
|-----------------------|----------------|
| Metal | Prata |
| Temperatura | 0 a 90 °C |
| Tipo de Junção | Cerâmica |
| Corpo | Vidro |
| Sistema de Referência | Ag/Cl |
| Dimensões | 120 mm x 12 mm |



Rua Major Ângelo Zanchi, 692 – Penha – São Paulo – SP – Brasil – CEP 03633-000

Fone / Fax: (0XX11) 2646-5666

E-mail: vendas@analyser.com.br – Site: www.analyser.com.br