

MEDIDORES DE PH/ORP (PORTÁTIL) – MODELO 200MA - ANALYSER



O pHmetro digital Microprocessador Portátil Analyser modelo 200MA é um instrumento para laboratório, preciso, rápido, de fácil calibração e compacto, que combina medição de pH, milivolts, óxido redução (ORP) e temperatura de uma amostra.

Item	Característica
Faixa de medida	-2,0 a 20,0 pH
	-2.000,0 a +2.000,0 mV
	0 a 100°C
Resolução	0,01 pH
	0,1 mV
	0,1 °C
Precisão	0,05% (FE)
	+/- 0,3% mV
	0,3% (FE)
Pontos de calibração	3
Compensação de temperatura	0 a 100°C
Display	LCD 16 caracteres x 2 linhas
Ambiente de operação	0 a 45°C / 5 a 95% sem condensar
Duração da bateria	50 a 70 horas
Potência consumida	0,3VA
Alimentação	Bateria 9V
Dimensões	180 x 95 x 45 (LxAxP)
Peso	210g
Acessórios	Manual de instruções
	Eletrodo combinado de pH
	Solução tampão pH 7,00 e pH 4,00
	Maleta para transporte
Opcionais	Termocompensador em inox ou vidro



Rua Major Ângelo Zanchi, 692 – Penha – São Paulo – SP – Brasil – CEP 03633-000

Fone / Fax: (0XX11) 2646-5666

E-mail: vendas@analyser.com.br – Site: www.analyser.com.br