

MEDIDOR DE pH/mV/Temp (BANCADA) – MODELO 350M – ANALYSER



O pHmetro digital Microprocessado de Bancada Analyser modelo 350M é um instrumento para laboratório, preciso, rápido, de fácil calibração e compacto, que combina medição de pH, milivolts e temperatura de uma amostra.

Item	Característica
pH	
Faixa de medida	-2,00 a 19,99 pH
Resolução	0,01 pH
Precisão	0,2% (FE)
Pontos para calibração	3
Padrão de pH aceitáveis	4, 7 e 10
Modo de leitura	Contínua
Tipo de conexão	BNC e Ref. 4m
Milivolts	
Faixa de medida	-1.999 a +1.999 mV
Divisão	1 mV
Temperatura	
Faixa de medida	-5 a 100°C
Divisão	0,1 °C
Compensação de temperatura	Automática
Conector	RCA
Display retro iluminado	LCD 2 linhas x 16 caracteres
Saída	RS232
Fonte de alimentação (9V-1,2A)	90 a 240 VAC – automático

Item	Característica
Gabinete	ABS de alta resistência; à prova de respingos
Dimensões	195 x 130 x 60 mm (CxLxP)
Peso	300g
Acessórios que acompanham	Eletrodo medidor de pH, combinado Ag/AgCl, junção pontual, recarregável, corpo em vidro, 1 metro de cabo e conector BNC; marca Analyser.
	Sensor de temperatura com corpo em inox
	Suporte para eletrodo e termocompensador (2 orifícios)
	Solução tampão pH 4, 7 (250mL)
	Conversor 90 a 240 VAC
	Manual de instruções

*A Analyser esclarece que a imagem é meramente ilustrativa e o conteúdo técnico deste folheto poderá sofrer alterações a qualquer momento sem prévio aviso.