

MEDIDORES DE PH/IONS (BANCADA) - MODELO 450M – ANALYSER



O equipamento pH / Ions modelo 450M é um medidor microprocessado durável e resistente que torna fácil as medidas, por ser um equipamento avançado que oferece recursos tais como:

- Calibração interna de concentração
- Calibração interna de pH
- Medição de temperatura
- Compensação de temperatura automática ou manual
- Indicadores de Função
- Indicador de Estabilidade

Item	Característica
pH	
Faixa de Medida	0,00 a 14,00
Resolução	0,01
Slope	80 a 105%
Reconhecimento de padrão	7,00/4,00/10,00
Calibração	2 pontos
Concentração	
Faixa de Medida	0.00 a 1.999
Resolução	0,01 / 0,1 / 1
Calibração	Automático 2 pontos
Reconhecimento de Padrão	Automático 9 padrões (0.1 - 0.5 - 1.0 - 5.0 - 10.0 - 50.0 - 100 - 500 - 1000)
Mulivolts	
Faixa de Medida	-/+ 1.999
Resolução	1 mv
Temperatura	
Faixa de Medição	0 a 100° C
Compensação	manual e automática
Resolução	0,1 ° C
Display	LED 3,5 dígitos
Entradas	BNC/ATC/REF/Power
Saídas	Paralela tipo Centronix
Alimentação	Conversor(110/220v) p/ 12v
Frequência	50/60 Hz
Tipo	Bancada
Consumo	10 watts
Dimensões(mm)	C x L x A 210 x 200 x 80
Peso	0,8 Kg
Acessórios que acompanham	braço articulado suporte para eletrodos eletrodo combinado de pH Solução Tampão pH 7,00 Solução Tampão pH 4,00 conversor para 12v manual de instruções



Rua Major Ângelo Zanchi, 692 – Penha – São Paulo – SP – Brasil – CEP 03633-000

Fone / Fax: (0XX11) 2646-5666

E-mail: vendas@analyser.com.br – Site: www.analyser.com.br