

## MEDIDOR DE pH/mV/Temp (PORTÁTIL) – MODELO 250MA – ANALYSER



O pHmetro digital Microprocessado portátil Analyser modelo 250MA é um instrumento para laboratório ou campo, preciso, rápido, de fácil calibração e compacto, que combina medição de pH, milivolts e temperatura de uma amostra.

Item	Característica
<b>pH</b>	
<b>Faixa de medida</b>	-2,00 a 19,99 pH
<b>Resolução</b>	0,01 pH
<b>Precisão</b>	0,2% (FE)
<b>Pontos para calibração</b>	3
<b>Padrão de pH aceitáveis</b>	4, 7 e 10
<b>Modo de leitura</b>	Contínua
<b>Tipo de conexão</b>	BNC
<b>Milivolts</b>	
<b>Faixa de medida</b>	-1.999 a +1.999 mV
<b>Divisão</b>	1 mV
<b>Temperatura</b>	
<b>Faixa de medida</b>	-5 a 100°C
<b>Divisão</b>	0,1 °C
<b>Compensação de temperatura</b>	Automática (opcional)
<b>Conector</b>	RCA
<b>Display retro iluminado</b>	LCD 2 linhas x 16 caracteres
<b>Alimentação</b>	Bateria 9V

Item	Característica
Gabinete	ABS de alta resistência; à prova de respingos
Dimensões	195 x 105 x 55 mm (CxLxP)
Peso	300g
Acessórios que acompanham	Eletrodo medidor de pH, combinado Ag/AgCl, junção pontual, recarregável, corpo em vidro, 1 metro de cabo e conector BNC; marca Analyser.
	Solução tampão pH 4, 7 (60mL)
	Manual de instruções
	Maleta para transporte

\*A Analyser esclarece que a imagem é meramente ilustrativa e o conteúdo técnico deste folheto poderá sofrer alterações a qualquer momento sem prévio aviso.